



Internet: www.rencocorp.com Email: sales@rencocorp.com or tech_support@rencocorp.com

INFORMACION ADICIONAL PARA USAR PREG-TONE CON LLAMAS Y ALPACAS

(Revisado 7/17/2008)

NOTA: Su nuevo PREG-TONE Serie 6 esta listo para cerdos y llamas y deberá ser cambiado si se va a usar en alpacas. Ver la Tabla de Selección de Animales.

Recientemente se ha demostrado que el Preg-Tone puede producir el 99%+ de exactitud en alpacas y llamas.

Un protocolo de prueba demostró que el trabajo ha sido exitoso: Aun cuando el éxito puede no ser muy alto, empiece a probar el Preg-Tone a los 28 días de gestación. Del día 35 al 40 de gestación y los subsecuentes, debería de lograr tener un gran éxito. Use el Preg-Tone para estar seguro que la hembra no ha reabsorbido o abortado el feto en el último trimestre.

La prueba se deberá hacer en el lado IZQUIERDO, ya que casi el 90% de todos los embarazos de este tipo de especie se gestan en la trompa uterina izquierda. Si la prueba en el lado izquierdo es infructuosa, entonces repita el procedimiento en el lado derecho. De la información: *"Un ultrasonido transabdominal es mejor llevarlo a cabo del lado izquierdo del día 35 al día 90. Después del día 90 un acercamiento ventral o derecho es más probable que tenga éxito debido a como se mueve el útero en relación a los otros órganos"*

Moje el área de la prueba copiosamente con liquido (aceite de cocinar). A menudo es necesario también quitar la fibra. Estando parada la hembra, coloque la sonda como a 6 ó 8 pulgadas (15-20cm) debajo de la ubre. En las hembras que nunca han sido preñadas, a lo mejor necesitará poner la sonda un poco más arriba, como 5 pulgadas (12cm) de la ubre. Asegúrese de exprimir y quitarle todas las burbujas de aire (el ultrasonido no pasará a través del aire). Generalmente obtendrá primero el tono de contacto, lo que significa que tiene buen contacto de piel. Sin embargo, si el animal esta preñado y empieza por dirigir la sonda a la derecha, obtendrá el tono de preñado sin obtener primero el tono de contacto. A menudo el tono positivo es de inmediato cuando la sonda está dirigida directamente a la panza, del ángulo que esta definido por las panzas de las hembras. Algunas veces, dirigiéndolo hacia una línea más vertical. (Seria difícil recoger la vejiga de la hembra desde esta posición sin realmente empujarla hacia la panza y dirigir la sonda hacia la parte posterior.)

Una ultima cosa de la que tienes que estar pendiente, puede tener señales positivas falsas como la de una vejiga llena. Por esto es importante que sepa la ubicación del útero y de los otros órganos internos. Asegúrese de que le atine al útero, y así deberá trabajar muy bien.